

Domotherm® Untersuchungshandschuhe Latex

Größe
S



Kostenlose Abgabe über die
Pauschale für häusliche Pflege.
Mit Hilfsmittelnummer: 54.99.01.1001

Domotherm Untersuchungshandschuhe Latex

100 STÜCK



puderfrei, unsteril, Rollrand, beidhändig passend, für den
Einmalgebrauch.

- Optimale Griffsicherheit
- Bestes Anziehverhalten
- Hochelastisch und reißfest
- Lebensmittelecht

Qualitätszertifikate

- EN ISO 13485:2016
- Verordnung (EU) 2017/745: Medizinprodukt der Klasse I Regel 1
- Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III (weitere Informationen siehe Primärverpackung)

| Prüfnormen / Testing standards | |
|--------------------------------|----------|
| EN 455-1 / -2 / -3 | Ja / Yes |
| EN 374-2 / -4 | Ja / Yes |
| EN 1186 | Ja / Yes |
| EN 420 | Ja / Yes |
| EN 16523-1 | Ja / Yes |

| REF | Größe / Size | Länge / Length (mm) | Breite / Width (mm) | PZN |
|----------|--------------|---------------------|---------------------|----------|
| 11021 05 | Small | min. 240 | 85 ± 10 | 17247667 |
| 11021 01 | Medium | min. 240 | 95 ± 10 | 17247673 |
| 11021 02 | Large | min. 240 | 110 ± 10 | 17247704 |

| Wandstärke / Thickness (mm) | |
|-----------------------------|----------|
| Schaft / Cuff | 0,080 mm |
| Handfläche / Palm | 0,090 mm |
| Finger / Finger | 0,11 mm |

| Reißkraft / Tensile strength (Newtons) | AQL |
|---|---------|
| Vor Alterung / Before aging 6.0 min (Median value) | AQL 1,5 |
| Nach Alterung / After aging 6.0 min (Median value) | |

Die bei der Herstellung von Handschuhen verwendete Komponenten können bei einigen Benutzern allergische Reaktionen hervorrufen.

Wenn allergische Reaktionen auftreten, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.

Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Ozon, starkem Licht, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit.

Öffnen Sie die Verpackung nicht unter Sonnenlicht oder unter uoreszierendem Licht

Haltbarkeit: 5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht schützen, Temperaturen unter 10 °C und über 30 °C vermeiden. Inhaltsstoffe: Naturkautschuk-Latex.

 Lyncmed Medical Technology (Beijing) Co., Ltd
Room 1601, Building No 2, Zhubang 2000 Business Building
Balizhuang xili99, Chaoyang District, 100022
Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

 Lyncmed Technology SRL
Via Procaccini Giulio Cesare 32 Cap
20154 Milano (MI), Italy

 M. D. Class I Non sterile in compliance
with MDR EU 2017/745. P.P.E. Cat. I in
compliance with PPER(EU)2016/425

PZN 17247667



2021-10

Vertreiber: UEBE Medical GmbH
Bürgermeister-Kuhn-Straße 22
97900 Kulsheim, Deutschland

 **MD** Medizin-
produkt

 **UEBE**
Germany est. 1890